

CÓMO FUNCIONA EL EQUIPO PVS200:



PASO 1: Se reveló la impresión latente en una lata de gaseosa con el polvo para impresión latente plateado/negro No. SB201L.



PASO 2: Aplique el material de silicona a la superficie con la pistola extrusora y déjelo fraguar durante 4 a 6 minutos.



PASO 3: Resultado después de quitar la silicona de la lata de gaseosa. La impresión no se borrará del material.

CONTENIDO DEL EQUIPO PVS200:

- 1- PVS200EG Pistola extrusora
- 24- PVS200N1 Boquillas de mezclado
- 12- PVS200NT1 Espátulas
- 1- PVS200W Cartucho doble blanco, 75ml
- 1- PVS200B Cartucho doble marrón, 75ml
- 1- PVS200T Cartucho doble transparente, 75ml
- 10- PVS200AS Espátulas
- 1- Maletín de plástico moldeado para traslado, con insertos precortados. Dimensiones: 35,5 x 25,4cm x 9,2 cm (14" x 10" x 3 5/8")
Peso: 1,3 kg (2,85 lb)

Recuperación de impresiones de marcas de herramientas

EQUIPO MULTIUSO DE RECUPERACIÓN DE EVIDENCIAS

El equipo multiuso de recuperación de evidencias ofrece un método único de mezclado y aplicación de silicona líquida para recolectar marcas de herramientas, marcas de mordidas, impresiones de sangre e incluso impresiones dactilares reveladas.

El equipo PVS200 elimina el desorden y las conjeturas porque mezcla automáticamente las proporciones exactas que se necesitan. Con sólo apretar el gatillo, los dos compuestos fluyen a través de una boquilla de mezcla para esparcirse sobre la superficie.

Esta magnífica fórmula es el método perfecto para levantar impresiones latentes cubiertas de polvo de superficies texturizadas, irregulares o curvas. La fórmula transparente posibilita la visualización directa de la impresión. Las fórmulas opacas producen una imagen inversa. En muchas ocasiones, las impresiones transparentes pueden colocarse directamente en un escáner de cama plana para descargarlas a una computadora.



La impresión latente cubierta de polvo que se observa en la moneda de un cuarto de dólar se recupera con el más mínimo detalle.



Molde de una marca de herramienta (izquierda) en la parte trasera de un trozo de madera realizado con el compuesto marrón No. PVS200.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PVS200	Equipo multiuso de recuperación de evidencia	
PVS200W	Cartucho doble blanco de repuesto, 75ml	
PVS200B	Cartucho doble marrón de repuesto, 75ml	
PVS200T	Cartucho doble transparente de repuesto, 75ml	
PVS200NT	Espátulas de repuesto, 40 unidades	
PVS200N	Boquillas de repuesto, 40 unidades	
PVS200EG	Pistola extrusora de repuesto	